



# Calib'Box S

Auto-Étalonnage et ajustage de Nano SPYs à 0°C

## Présentation

La Calib'box S permet l'auto-étalonnage et l'ajustage de 8 Nano SPYs en simultané sans aucune compétence métrologique. Son utilisation est d'une grande simplicité. Elle est détaillée dans une procédure accessible en scannant un QR Code.

La prestation de vérification métrologique est réalisée à distance par le laboratoire de métrologie JRI. Les certificats sont mis en ligne directement sur MySirius.

L'utilisation de la Calib'Box S nécessite une commande unitaire d'un d'auto-étalonnage ou un forfait de 10, 50, 100 directement sur MySirius.



Photo non contractuelle

Ref. 13672

## Caractéristiques techniques

Interface	QR Code affichant procédure d'utilisation
Stabilité (utilisation avec plaque)	$\pm 0.02^{\circ}\text{C}$
Homogénéité (utilisation avec plaque)	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
Stabilité (utilisation en bain de glace)	$\pm 0.01^{\circ}\text{C}$
Homogénéité (utilisation en bain de glace)	$\pm 0.02^{\circ}\text{C}$
Dimensions	395 x 295 x 350 mm
Poids (avec plaque eutectique)	~ 6,5 kg
Contenu	2x2 plaques eutectiques + support en mousse

## Atouts

- **Facile d'utilisation**  
Installez vos Nano SPYs dans la box pendant 3 à 6h, remettez-les dans vos enceintes à la réception d'une notification. Vous recevrez vos certificats sous 24h\* (\*sauf veille de week-end et de jour férié).
- **Excellente homogénéité et stabilité** qui en font un milieu d'étalonnage performant.
- **Génération de véritables constats de vérification conformes aux normes métrologiques internationales en vigueur** : Un métrologue JRI supervise et valide les opérations de façon unitaire et délivre des constats de vérification avec une vraie valeur métrologique.
- **Ajustage automatique** en cas de dérive trop importante.